

A12t 80% DILUTUS

# A12t Dilutus 80 % desinfektiopyyhe

Yksittäispakattu, etanolipohjainen  
desinfektiopyyhe

250 kpl



## Tuotekuvaus

A12t Dilutus 80 % yksittäispakattu desinfektiopyyhe sisältää lievästi denaturoitua etanoliliuosta. Kertakäyttöiset desinfektiopyyheet soveltuvat injektioporttien, korkkien ja erilaisten liittimien desinfiointiin, ihon desinfektioon ennen injektion antoa tai näytteenottoa sekä pistotapaturman hauteeksi. Pakkaus on suunniteltu siten, että pyyhe on mahdollista ottaa aseptisesti käyttöön.

## Turvallisuus

Ei kuumille pinnoille. Ei sovellu sarveiskalvoille, palovammoille tai haavoille. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä. Lisätietoa tuotteesta löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.

## Ei soveltuvat käyttökohteet

- Ei etanolia kestävämmille materiaaleille
- Ei sovellu limakalvojen desinfektioon
- Ei kosteille pinnoille
- Ei preoperativiseen desinfektioon
- Ei invasiivisille välineille tai laitteille

## Materiaali

Pyyhkeen koko: 120 x 180 mm

Yksittäispakkauksen koko: 80 x 100 mm

Pahvipakkauksen koko: 250 x 150 x 200 mm

## Annostelu

Desinfioi kädet ja pue suojakäsineet. Poista näkyvä lika iholta keittosuolaliuoksella ennen A12t Dilutus 80% yksittäispakattun pyyhkeen käyttöä.



Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

## Koostumus

Liuos etanoli (denat. A12t®) 85,5 t-%/ 80 p-%, Aqua ad 100%, Pyyhe polyesteriviskoosia.

## EN-testit

### Bakteerit

EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti bakterisidisen tehon osoittamiseksi terveydenhuollossa 15 s (faasi 2/vaihe 1)

## Varastointi ja säilyvyys

Säilytetään ja varastoidaan suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa. Säilyy oikein varastoituna 3 vuotta.

## Valmistusmaa

Suomi

## Valmistaja

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Pyyhe voidaan hävittää energijätteeseen. Pyyhkeen yksittäispakkaus hävitetään sekajätteeseen. Pakkauskartonki hävitetään pahvinkeräykseen.

## Pakkaustiedot

|         | Tuotenumero | Myyntierä | Lava   | EAN vähittäispakkaus | EAN kuljetuspakkaus |
|---------|-------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|
| 250 kpl | 15774675    | 1 ltk     | 92 ltk | 6414505003536        | 6414505003543       |



Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se