



# Suojatakki

Kertakäyttöinen hyvin istuva ja nesteitä hylkivä suojatakki



## Tuotekuvaus

Erinomaisesti istuva ja hengittävä suojatakki. Suojatakissa on joustavat neulotut hihansuut, pehmeä kaulus ja kiinnitysnauhat vyötäröllä sekä niskassa. Suojatakki on helppo pukea ja riisua aseptisesti.

## Käyttökohde

Hoiva, Siivous, Terveysthuolto, Teollisuus, Laboratorio, Ammattikeittiöt, Eläinlääkintä

## Materiaali

PP- kuitukangas

## Pakkausmerkinnät



## Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

## Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

## Käyttörajoitukset

Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

## Valmistusmaa

Kiina



## Maahantuoja

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Suojatakki on kertakäyttöinen ja hävitetään sekajätteen mukana.

## Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
L, 110 x 135 cm, 10 kpl	15841186	1 ps	180 ps	6973490853064	6973490853071
XL, 120 x 140 cm, 10 kpl	15841187	1 ps	180 ps	6973490853088	6973490853095



L, 110 x 135 cm, 10 kpl



XL, 120 x 140 cm, 10 kpl

**BERNER**

Berner Oy  
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se