

Bea
PRO

Injektioneula

Kertakäyttöinen, steriilisti yksittäispakattu**CE**

Tuotekuvaus

Kertakäyttöisen Bea Pro injektioneulan ohuet seinät takaavat optimaalisen virtausnopeuden. Värikoodattu kanta ja neulasuojus ovat valmistettu PP-muovista ja neula on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tuotteet ovat steriilisti yksittäispakattuna.

Käyttökohde

Terveydenhuolto

Materiaali

Neula: Ruostumaton teräs

Neulasuojus: PP-muovi

Pakkausmerkinnät



Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

Valmistusmaa

Kiina

Maahantuoja

Berner Oy

BERNER

Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Pakkaustiedot

| | Tuotenumero | Myyntierä | Lava | EAN vähittäispakkaus | EAN kuljetuspakkaus |
|-----|-------------|-----------|---------|----------------------|---------------------|
| 23G | 15841313 | 1 ltk | 800 ltk | | |
| 21G | 15841315 | 1 ltk | 800 ltk | | |



23G



21G



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se