



Ihonmerkkauskynä

Kertakäyttöinen ihonmerkkauskynä
kaksoiskärjellä ja viivoittimella



Tuotekuvaus

Kertakäyttöinen Bea Pro Ihonmerkkauskynä kaksoiskärjellä ja viivoittimella. Kaksoiskärkien koot ovat 0,5mm ja 1mm. Sekä kynässä että viivoittimessa on mitta-asteikko senttimetreinä. Ihonmerkkauskynän myrkytön violetti väri voidaan poistaa alkoholilla tai nestemäisellä saippualla. Tuotteet ovat steriilisti yksittäispakattuna.

Pakkauskoko: 1 x 10kpl, myyntierässä 100 x 10 kpl

Käyttökohde

Hoiva, Terveystieteiden tutkimus, Laboratorio, Lääketieteellinen

Pakkausmerkinnät



Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

60 kk

Käyttörajoitukset

Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

Valmistusmaa

Kiina

Valmistajan nimi

DONGGUAN TONDAUS MEDITECH CO.,LTD

Maahantuoja

Berner Oy



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Kierrätysohjeet

Ihonmerkkauuskynä on kertakäyttöinen ja hävitettävä sekajätteen mukana.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
0,5mm + 1mm	15841701	100 ps	1000 ps	6971802650356	6971802650363



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se