




Lankavahvisteinen poikkilakana

Lankavahvistettu kertakäyttöinen poikkilakana
vuoteen ja tutkimuspöydän suojaamiseen



Tuotekuvaus

Lankavahvistettu kertakäyttöinen poikkilakana vuoteen ja tutkimuspöydän suojaamiseen. Poikkilakanassa on vuotosuojatut reunat ja poikkilakana asetetaan muovitettu puoli alaspäin. Valmistettu imukykyisestä kaksikerroksisesta kuitupaperista ja vahvistettu 48 polyesterilangalla sekä nesteenpitävällä PE muovikalvolla. Kertakäyttöiset poikkilakanat vähentävät ristikontaminaation riskiä, minkä takia tuotteet sopivat erinomaisesti käytettäväksi hoiva- ja sairaalaympäristöissä.

Käyttökohde

Hoiva, Terveystenhoito

Materiaali

2-kerroksinen kuitupaperi + PE muovikalvo

Pakkausmerkinnät



Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

Käyttörajoitukset

Tuote on kertakäyttöinen.

Valmistusmaa

Kiina



Maahantuoja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Poikkilakana on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäispakkaus lajitellaan muovinkeräykseen ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
10 kpl/ps	15901354	10 ps		6973490858199	6973490858205



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se