



Lasten muovilaastari

Laastari pienten haavojen hoitoon



Tuotekuvaus

Lasten muovilaastari ihoystävällisellä polyakrylaattiliimalla. Soveltuu pienille haavoille sekä naarmuille. Laastarissa on haavaan tarttumaton haavatyyny ja vettä hylkivä pinta. Kuvioitu eläinhahmoilla.

Käyttökohde

Terveydenhuolto

Materiaali

PE-muovi

Sterilointimenetelmä

EO-steriloitu

Pakkausmerkinnät



Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Valmistusmaa

Kiina

Maahantuojaja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Laastari on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäis- ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
15910137	50 ltk		6973490853514	6973490853521



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se