



Kuitukangaslaastari rulla

Kuitukangaslaastari pienten haavojen hoitoon



Tuotekuvaus

Kuitukangaslaastari ihoystävällisellä polyakrylaattiliimalla. Soveltuu pienille haavoille sekä naarmuille. Laastarissa on haavaan tarttumaton haavatyyppi. Ei sisällä luonnonkumia, hartsia tai hartsijohdannaisia.

Käyttökohde

Hoiva, Terveydenhuolto

Materiaali

Polyesteri

Pakkausmerkinnät



Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti.

Valmistusmaa

Kiina



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Maahantuoja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Kuitukangaslaastari on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäis- ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
6 cm x 5 m	15910138	96 ltk	768 ltk	6973490853415	6973490853422
8 cm x 5 m	15910139	96 ltk	768 ltk	6973490853439	6973490853446



BERNER

Berner Oy
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se