

# Bea Pro injektiolaastari

# Bea PRO



# CE

## Tuotekuvaus

Kuitukangaslaastari ihoystävällisellä polyakrylaattiliimalla. Soveltuu pienille haavoille sekä naarmuille. Haavaan tarttumaton haavatyyny. Laastari ei sisällä luonnonkumia, hartsia tai hartsijohdannaista.

## Käyttökohde

Hoiva, Terveydenhuolto

## Materiaali

Polyesteri

## Pakkausmerkinnät



## Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

## Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

## Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti.

## Valmistusmaa

Kiina

# BERNER

Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

## Maahantuoja

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Injektiolaastari on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäis- ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

## Pakkaustiedot

Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
15910140	100 ltk	1800 ltk	6973490853453	6973490853460



Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se