

Bea
PRO

Bea Pro kuitukangaslaastari

Bea Pro kuitukangaslaastari

**CE**

Tuotekuvaus

Kuitukangaslaastari ihoystävällisellä polyakrylaattiliimalla. Soveltuu pienille haavoille sekä naarmuille.

Käyttökohde

Hoiva, Terveystenhoito

Materiaali

Polyesteri

Pakkausmerkinnät



Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti.

Valmistusmaa

Kiina

Maahantuoja

Berner Oy

BERNER

Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Kierrätysohjeet

Kuitukangaslaastari on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäis- ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
19 x 72 mm	15910141	1 ltk		6973490853477	6973490853484
38 x 72 mm	15910142	50 ltk		6973490853491	6973490853507



BERNER

Berner Oy
 Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
 +358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
 Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
 + 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se