

Oxyfrog pulssioksimetri



Vähentää tutkimukseen liittyvää pelkoa ja jännitystä.



Tuotekuvaus

Pulssioksimetria käytetään mittaamaan happisaturaatiota ja sykettä sormen kautta sekä osoittamaan pulssin intensiteetti palkkinäytön avulla. Oxyfrog vähentää tutkimukseen liittyvää pelkoa ja jännitystä. Tuote soveltuu 10-40 kg painoisille lapsille käytettäväksi kotona sekä sairaalassa.

- Yksinkertainen ja helppokäyttöinen
- Kompakti, kevyt (kokonaispaino noin 50 g paristoineen) ja kätevä kuljettaa mukana
- Alhainen energiankulutus ja mukana toimitetut kaksi AAA-paristoa kestävät yhtäjaksoisesti 20 tuntia
- Tuote siirtyy valmiustilaan, kun se ei saa signaalia 5 sekunnin kuluessa
- LCD-näyttö: happisaturaatio, syke (pylväs- ja aaltomuotonäyttö)
- SpO2-mittausalue: 0%-100%
- Sykkeen mittausalue: 30-250 bpm
- Mittaustarkkuus: ffl 2% vaiheessa (70-100%) SpO2. ffl 2 bpm sykealueella 30-99 bpm ja ffl 2% bpm sykealueella 100-250 bpm
- Alhaisen jännitteen ilmaisimella ilmoittaa kun paristot tulee vaihtaa

Tuotepakkaus sisältää kantohihnan, kaksi AAA paristoa sekä käyttöoppaan.

Käyttökohde

Terveystuote

Pakkausmerkinnät



Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Valmistusmaa

Ranska

Maahantuoja

Berner Oy

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
1 kpl	221056	1 kpl		6945040105442	



Berner Oy
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se