



Sterifilt Basic

Hiukkassuodatin, joka vähentää huumaus- ja lääkeaineiden pistoskäyttöön liittyviä haittoja.



Tuotekuvaus

Sterifilt BASIC on steriili ja kertakäyttöinen yksittäispakattu hiukkassuodatin, joka on kehitetty vähentämään huumaus- ja lääkeaineiden pistoskäyttöön liittyviä haittoja. Sterifilt BASIC takaa nopean yksivaiheisen suodatuksen. Sterifilt BASIC suodattaa liuoksesta liukenemattomat hiukkaset ennen injektiota. Liukenemattomat hiukkaset vahingoittavat suonia ja lisäävät paiseiden, keuhkokomplikaatioiden sekä sydämen sisäkalvon tulehduksen riskiä.

- Suodattimen halkaisija 10 mm
- Suodatinkalvo 10 µm, sopii jauheen ja murskattujen tablettien suodatukseen
- Suodattaa yli 90 % kaikista yli 5 µm:n, ja yli 93 % kaikista yli 10 µm:n, kokoisista liukenemattomista hiukkasista.
- Kannustaa suodattimien kertakäyttöön ja henkilökohtaiseen käyttöön
- Säilyttää viisi kertaa vähemmän lääkeainetta kuin puuvillasuodatin, mikä vähentää uudelleenkäytön ja jakamisen riskiä
- Steriili pakkaus edistää aseptista valmistusta
- Yhteensopiva neulattomien luer ruiskujen ja kiinteäneulaisten ruiskujen kanssa.
- Pakkauskoko: 100 kpl

Käyttökohde

Terveydenhuolto

Pakkausmerkinnät



Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

60 kk

Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Valmistusmaa

Tunisia

Valmistajan nimi

Chirana T. Injecta a.s.

Jakelija

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Sterifilt Basic on kertakäyttöinen ja hävitettävä sekajätteen mukana.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
100 kpl	AP02-001-00	1 ltk			



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se