



Sterifilt Basic

Hiukkassuodatin, joka vähentää huumaus- ja lääkeaineiden pistoskäyttöön liittyviä haittoja.



Tuotekuvaus

Sterifilt BASIC on steriili ja kertakäyttöinen hiukkassuodatin, joka on kehitetty vähentämään huumaus- ja lääkeaineiden pistoskäyttöön liittyviä haittoja. Sterifilt BASIC suodattaa liuoksesta liukenemattomat hiukkaset ennen injektiota. Liukenemattomat hiukkaset vahingoittavat suonia ja lisäävät paiseiden, keuhkokomplikaatioiden sekä sydämen sisäkalvon tulehduksen riskiä.

- Suodattaa yli 90 % kaikista yli 5 µm:n, ja yli 93 % kaikista yli 10 µm:n, kokoisista liukenemattomista hiukkasista.
- Kannustaa suodattimien kertakäyttöön ja henkilökohtaiseen käyttöön
- Säilyttää viisi kertaa vähemmän lääkeainetta kuin puuvillasuodatin, mikä vähentää uudelleenkäytön ja jakamisen riskiä
- Steriili pakkaus edistää aseptista valmistusta
- Yhteensopiva neulattomien luer ruiskujen ja kiinteäneulaisten ruiskujen kanssa

Käyttökohde

Terveydenhuolto

Pakkausmerkinnät



Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Valmistusmaa

Ranska

Maahantuoja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Sterifilt Basic on kertakäyttöinen ja hävitettävä sekajätteen mukana.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
100 kpl	AP02-001-00	1 ltk			



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se