



# Sterifilt Fast

Hiukkassuodatin, joka vähentää huumaus- ja lääkeaineiden pistoskäyttöön liittyviä haittoja.



## Tuotekuvaus

Sterifilt FAST on steriili ja kertakäyttöinen hiukkassuodatin, joka on kehitetty vähentämään huumaus- ja lääkeaineiden pistoskäyttöön liittyviä haittoja. Tuote on suunniteltu suodattamaan helposti ja nopeasti liukenemattomat yli 10 µm:n kokoiset hiukkaset, joita on käytännössä kaikissa pistettävissä valmisteissa. Liukenemattomat hiukkaset vahingoittavat suonia ja lisäävät paiseiden, keuhkokomplikaatioiden sekä sydämen sisäkalvon tulehduksen riskiä. Suodattamalla yli 10 µm:n kokoiset hiukkaset Sterifilt FAST vähentää huomattavasti pistämiseen liittyviä haittoja.

Sterifilt FAST:n käyttö, epästeriilien suodattimien sijasta, vähentää myös käyttöön liittyviä infektioita. Epästeriilit suodattimet (esimerkiksi savukkeet ja pumpulitupot) kontaminoituvat helposti käsittelyssä. Sterifilt FAST:n muotoilun ansiosta kädet eivät ole suoraan kosketuksissa suodatinkalvon kanssa. Lisäksi Sterifilt FAST suodatin on pakattuna steriiliin yksittäispakkaukseen.

Kalvosuodattimia käytetään myös harvemmin uudelleen kuin pumpuli- tai savukesuodattimia. Näin ollen Sterifilt FAST vähentää myös suodattimien uudelleenkäytöstä ja jakamisesta syntyvää hepatiitti C -virusriskiä. Helppokäyttöinen Sterifilt FAST suodatin on yhteensopiva neulattomien luer ruiskujen ja kiinteäneulaisten ruiskujen kanssa.

## Käyttökohde

Terveydenhuolto

## Pakkausmerkinnät



## Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta



Berner Oy  
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

## Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

## Valmistusmaa

Ranska

## Maahantuoja

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Sterifilt Fast on kertakäyttöinen ja hävitettävä sekajätteen mukana.

## Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
100 kpl	AP02-005-00SO	1 ltk			

