

Omron M4 Connect AFib



Olkavarsiverenpainemittari, jossa on Afib-indikaattoritoiminto



Tuotekuvaus

Varhainen eteisvärinän havaitseminen auttaa vähentämään aivoinfarktin riskiä.

Uudistunut Omron M4 Connect AFib havaitsee myös eteisvärinän. Mittari ilmoittaa jokaisella mittauksella, mikäli eteisvärinää tai rytmihäiriötä havaitaan. Lisäksi siinä on erillinen AFib-tila eteisvärinän tunnistamiseen. Siinä mittari tekee automaattisesti kolme peräkkäistä mittausta ja näyttää niiden keskiarvon. Jos eteisvärinän mahdollisuus on olemassa, näkyviin tulee eteisvärinän ilmaisimen symboli.

M4 Connect on Bluetooth-yhteydellä varustettu verenpainemittari, joka siirtää mittaustulokset helposti ja automaattisesti OMRON connect -mobiilisovellukseen. Mukana tuleva Intelli Wrap -mansetti mittaa tarkasti 360 asteen alueelta ja sopii olkavarsille, joiden ympärysmitta on 22–42 cm. Mansetin asettaminen on helppoa ja mittaustulos aina tarkka.

Laite on validoitu ja hyväksytty myös diabeetikoille sekä raskauden ja raskausmyrkytyksen aikana. Valkoinen nuolisymboli näyttää, jos verenpaine ylittää tavoitearvon (135/85). OK-LED-symboli varmistaa, että mansetti on oikein kiinnitetty. Mittaustulos näkyy suurikokoisella näytöllä yhdellä painalluksella. IntelliSense-teknologia tekee mittauksesta nopean ja kivuttoman.

Muisti kahdelle käyttäjälle, 60 tulosta per käyttäjä. Ilmoittaa epäsäännöllisestä sykkeestä ja liiallisesta liikkumisesta mittauksen aikana. Laskee automaattisesti kolmen viimeisen mittaustuloksen keskiarvon.

Valmistusmaa

Vietnam

Valmistajan nimi

Omron Healthcare Co., Ltd.

Jakelija

Berner Oy

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
HEM-7196T1-FLE	10 kpl	160 kpl	4015672114333	6414505205343



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se