




OMRON Pocket Tens

kivunlievittäjä



CE0197

Tuotekuvaus

OMRON Pocket Tens on kivunlievityslaitte, joka on tarkoitettu vähentämään ja lievittämään selän, käsivarsien, jalkojen, olkapäiden ja jalkaterien lihas- ja nivelkipuja, jäykkyyttä ja tunnottomuutta kohdistamalla sähköistä hermostimulaatiota iholle kipualueen lähelle. Laitetta tulee käyttää aikuisten potilaiden normaalille, terveelle, kuivalle ja puhtaalle iholle kotikäytössä. Laitte on suunniteltu toistuvaan käyttöön. Elektrodit kestävät korkeintaan 150 käyttökertaa. Takuu 3 vuotta.

Laiteluokka: Transkutaaninen elektroanalgeettinen hermostimulaatio

Tuotteen kuvaus: Laitte kivunlievitykseen

Malli (koodi): PocketTens (HV-F013-E)

Virtalähde: DC3V (kaksi AAA-alkaliparistoa tai kaksi AAA-mangaaniparistoa)

Pariston kesto: Uudet paristot (2 AAA-alkaliparistoa) kestävät noin 3 kk (kun laitetta käytetään 15 minuuttia päivässä, alaselän käyttötavassa maksimiteholla).

Taajuus: Noin 1–108Hz

Pulssin kesto: 100 µs

Maksimi lähtöjännite: 32V (500:n kuormituksella)

Virran hallinta: 10 tehotasoa

ME-laitteiden luokittelu: Sisäinen virtalähde

IP-luokitus: IP 22

Käyttölämpötila, kosteus, ilmanpaine: 10°C – 40°C, 30–80% RH, 700–1060hPa

Säilytys-/kuljetuslämpötila, kosteus, ilmanpaine: 20°C – 60°C, 10–95% RH, 700–1060hPa

Paino: 75g (sis. paristot)

Ulkomitat: Leveys 75mm × korkeus 70mm × syvyys 22mm

Valmistajan nimi

Omron Healthcare Co., Ltd.

Jakelija

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Pakkaus kartonkikeräykseen, muoviosat muovikeräykseen ja mittariosa SER-keräykseen.



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Kierrätysohjeet

Pakkaus kartonkikeräykseen, muoviosat muovikeräykseen ja mittariosa SER-keräykseen.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
HV-F013-E	6 kpl	288 kpl	4015672111660	

