



Luer Lock ruisku

Kertakäyttöinen kolmiosainen luer lock ruisku

2ml, 5 ml, 10 ml



Tuotekuvaus

Ruiskussa on hyvin liukuva sileä valkoinen kontrastimäntä, ulosvetoeste ja selkeästi luettava sekä pysyvä musta annostelua helpottava mitta-asteikko. Läpinäkyvä säiliö helpottaa näkemään nesteen määrän.

Tuote soveltuu lääkkeiden säilytykseen niin, että ruiskussa oleva lääkeaine ei pääse vuotamaan ulos säilytyksen aikana. Ruisku on ei-pyrogeeninen, myrkytön, lateksiton, flataatiton, EO-steriloitu eikä sisällä PVC:tä.

Käyttökohde

Hoiva, Terveystuolto

Pakkausmerkinnät



Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

Käyttörajoitukset

Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

Valmistusmaa

Kiina

Maahantuoja

Berner Oy



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
2 ml	15841321	1 ltk	240 ltk		6957933200585
5 ml	15841322	1 ltk	192 ltk	6957933200370	6957933200363
10 ml	15841323	1 ltk	128 ltk	6957933200387	6957933200394



2 ml



5 ml



10 ml



Berner Oy
 Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
 +358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
 Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
 + 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se