



# Nostolakana

Kertakäyttöinen nostolakana potilaan turvalliseen nostamiseen



## Tuotekuvaus

Kertakäyttöinen laadukas nostolakana potilaan turvalliseen kantamiseen. Tuote on valmistettu kestävästä PVC-muovista ja nostolakanassa on kuusi nostokahvaa kummallakin puolella. Kantokapasiteetti 150 kg.

## Käyttökohde

Hoiva, Terveystenhoito

## Materiaali

PVC-muovi

## Pakkausmerkinnät



## Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

## Käyttörajoitukset

Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

## Valmistusmaa

Kiina

## Maahantuoja

Berner Oy



Berner Oy  
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

## Kierrätysohjeet

Nostolakana on kertakäyttöinen ja hävitettävä sekajätteen mukana.

## Pakkaustiedot

Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
15841719	30 ps	480 ps	6973490850582	6973490850599



Berner Oy  
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se