



Pesukinnas muovitettu

Hellävarainen muovitettu pesukinnas päivittäisestä hygieniasta huolehtimiseen



Tuotekuvaus

Hellävarainen kertakäyttöinen muovitettu pesukinnas päivittäisestä hygieniasta huolehtimiseen. Käytetään kostutettuna yhdessä pesuvoiteen kanssa. Valmistettu pehmeästä sekä imukykyisestä kuitukankaasta ja vahvistettu nesteenpitävällä PE-muovikalvolla. Kertakäyttöiset ihon pesukintaat vähentävät ristikontaminaation riskiä, minkä takia tuotteet sopivat erinomaisesti käytettäväksi hoiva- ja sairaalaympäristöissä. Kintaan pituus on 22cm ja toisella puolen 21cm jotta suuaukolla on kankaissa pituuseroa, se helpottaa kintaan pukemista käteen.

Materiaali: Spunlace + PE-muovikalvo

Pakkauskoko: 50 kpl/pussi, 40 pussia/laatikko = 2000 kpl/ltk

Väri: Valkoinen

Koko: 22 x 15 cm

Käyttökohde

Hoiva, Terveystenhuolto

Materiaali

Spunlace + PE-muovikalvo

Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

60 kk

Käyttörajoitukset

Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

Valmistusmaa

Kiina



Valmistajan nimi

Unimax Medical Products Co.,Ltd.

Maahantuoja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Pesukinnas on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäispakkaus lajitellaan muovinkeräykseen ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
15842137	1 ltk		6973490858175	6973490858182



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se