



Lämmittelytakki puolihihat

Kertakäyttöinen hyvin istuva ja hengittävä lämmittelytakki



Tuotekuvaus

Hyvin istuvat, pehmeät ja hengittävät matala nukkaisesta SMS-kuitukankaasta valmistetut puolihihalliset lämmittelytakit. Lämmittelytakeissa on joustavat neulotut hihansuut ja kaulus, kaksi taskua ja edessä viisi painonappia, joilla takin saa suljettua.

Takin materiaalista ei irtoa nukkaa eikä partikkeleita.

Käyttökohde

Hoiva, Terveystenhoito

Materiaali

Antistaattinen SMS-kuitukangas

Pakkausmerkinnät



Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

Käyttörajoitukset

Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.

Valmistusmaa

Kiina



Valmistajan nimi

Unimax Medical Products Co.,Ltd.

Maahantuoja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Lämmittelytakki on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäispakkaus lajitellaan muovipakkauskeräykseen ja kuljetuspakkaus kartonkipakkauskeräykseen.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
S	15900882	5 ps	90 ps	6973490853156	6973490853163
M	15900883	5 ps	90 ps	6973490853170	6973490853187
L	15900890	5 ps	90 ps	6973490853194	6973490853200
XL	15900891	5 ps	90 ps	6973490853217	6973490853224
10 kpl XXL	15911635	5 ps	90 ps	6973490859288	6973490859295



S



M



L



XL

BERNER

Berner Oy
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se