


Bea PRO

Bea Pro poikkilakana

lankavahvistettu 80x140 cm

10kpl

Lankavahvistettu kertakäyttöinen poikkilakana vuoteen ja tutkimuspöydän suojaamiseen



Tuotekuvaus

Lankavahvistettu kertakäyttöinen poikkilakana vuoteen ja tutkimuspöydän suojaamiseen 80 x 140 cm. Poikkilakanassa on vuotosuojatut reunat. Poikkilakana asetetaan muovitettu puoli alaspäin. Valmistettu imukykyisestä kaksikerroksisesta kuitupaperista ja vahvistettu 48 polyesterilangalla sekä nesteenpitävällä PE muovikalvolla. Kertakäyttöiset poikkilakanat vähentävät ristikontaminaation riskiä, minkä takia tuotteet sopivat erinomaisesti käytettäväksi hoiva- ja sairaalaympäristöissä. Pakkauksessa 10 kpl.

Käyttökohde

Hoiva, healthcare

Materiaali

2-kerroksinen kuitupaperi + PE muovikalvo

Pakkausmerkinnät



Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

60 kk

Käyttörajoitukset

Tuote on kertakäyttöinen.

Valmistusmaa

Kiina

Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

Valmistajan nimi

Unimax Medical Products Co.,Ltd.

Maahantuoja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Poikkilakana on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäispakkaus lajitellaan muovinkeräykseen ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
10 kpl/ps	15901354	10 ps	300 ps	6973490858199	6973490858205



Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se