



# Kirurginen suu-nenäsuojus

## MRI IIR

Erittäin hyvin istuva suu-nenäsuojus  
kiinnitettävillä lenkeillä



### Tuotekuvaus

Erittäin hyvin istuva ja hengittävä kuitukankaasta valmistettu tyyppi IIR suu-nenäsuojus muotoiltavalla nenäosalla ja korvien taakse kiinnitettävillä joustavilla lenkeillä. Korkean suodatuskapasiteetin omaava suu-nenäsuojus täyttää standardin EN 14683:2019 suodatustehokkuusvaatimuksen. Hypoallergeeninen suu-nenäsuojus on hajuton, lasikuiduton ja lateksiton. Suu-nenäsuojus on MRI yhteensopiva (ei sisällä metallia, nenäpidike on valmistettu muovista).

### Käyttökohde

Hoiva, Terveystieteiden tutkimuskeskus, Eläinlääkintä

### Materiaali

Polypropeenikuitukangas

### EN-testit

EN 14683

### Pakkausmerkinnät



### Varastointi ja säilyvyys

Säilytettävä kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytyslämpötila alle 40°C. Kosteusolosuhteet alle 80%.

### Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta

### Käyttörajoitukset

Älä käytä tuotetta pakkauksessa ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. • Hävitä käytön jälkeen sovellettavan paikallisen käytännön mukaisesti. • Tuote on kertakäyttöinen.



Berner Oy  
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

## Valmistusmaa

Kiina

## Maahantuoja

Berner Oy

## Kierrätysohjeet

Suu-nenäsuojus on kertakäyttöinen ja käytön jälkeen suojus hävitetään sekajätteen mukana. Vähittäis- ja kuljetuspakkaus lajitellaan kartonkipakkauskeräykseen.

## Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
50 kpl	15910001	20 ltk	480 ltk	6973490853040	6973490853057

