

# Oxystart pulssioksimetri



Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen laite



## Tuotekuvaus

Pulssioksimetria käytetään mittaamaan happisaturaatiota ja sykettä sormen kautta sekä osoittamaan pulssin intensiteetti palkkinäytön avulla. Tuote sopii käytettäväksi kotona sekä sairaalassa.

- Yksinkertainen ja helppokäyttöinen
- Kompakti, kevyt (kokonaispaino noin 50 g paristoineen) ja kätevä kuljettaa mukana
- Alhainen energiankulutus ja mukana toimitetut kaksi AAA-paristoa kestävät yhtäjaksoisesti 20 tuntia
- Tuote siirtyy valmiustilaan, kun se ei saa signaalia 5 sekunnin kuluessa
- LCD-näyttö: happisaturaatio, syke (pylväs- ja aaltomuotonäyttö)
- SpO2-mittausalue: 0%-100%
- Sykkeen mittausalue: 30-250 bpm
- Mittaustarkkuus: ffl 2% vaiheessa (70-100%) SpO2. ffl 2 bpm sykealueella 30-99 bpm ja ffl 2% bpm sykealueella 100-250 bpm
- Alhaisen jännitteen ilmaisun ilmoittaa kun paristot tulee vaihtaa

Tuotepakkaus sisältää kantohihnan, säilytyskotelon, sekä kaksi AAA paristoa

## Käyttökohde

Terveysthuolto

## Pakkausmerkinnät



## Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

5 vuotta



Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

## Valmistusmaa

Ranska

## Maahantuoja

Berner Oy

## Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
1 kpl	221052	1 kpl		3700446041809	



Berner Oy  
Hitsajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se