

# Omron M3 Comfort AFib



Olkavarsiverenpainemittari, jossa on Afib-indikaattoritoiminto



## Tuotekuvaus

Varhainen eteisvärinän havaitseminen auttaa vähentämään aivoinfarktin riskiä.

Uudistunut OMRON M3 Comfort AFib -verenpainemittari ilmoittaa jokaisella mittauksella, jos eteisvärinä rytmihäiriö havaitaan. Erillinen AFib-tila mahdollistaa eteisvärinän tunnistamisen kolmella automaattisella mittauksella ja niiden keskiarvon näyttämällä. Jos eteisvärinän mahdollisuus havaitaan, laite näyttää siitä kertovan symbolin.

Ominaisuudet:

- Havaitsee eteisvärinän (AFib)
- Intelli Wrap -mansetti (22–42 cm), tarkka mittaus 360° alueelta. Helppo asettaa, aina tarkka ja luotettava mittaustulos
- Validoitu käytettäväksi diabeetikoilla, raskaana olevilla ja raskausmyrkytyksen aikana
- Valkoinen nuolisymboli: ilmoittaa, jos verenpaine ylittää arvon 135/85
- OK-LED-symboli: varmistaa oikean mansetin kiinnityksen
- Mittaus yhden napin painalluksella. Mittauksen jälkeen suuri näyttö, joka kertoo selkeästi luotettavan mittaustuloksen.
- IntelliSense-teknologia: nopea ja kivuton mittaus
- Muisti kahdelle käyttäjälle, laite tallentaa 60 viimeisintä mittaustulosta/käyttäjää
- Ilmoittaa epäsäännöllisestä sykkeestä mittauksen aikana ja mahdollisesta liiallisesta liikkumisesta mittauksen aikana.

Laskee automaattisesti kolmen viimeisen mittauksen keskiarvon

## Valmistusmaa

Vietnam

## Valmistajan nimi

Omron Healthcare Co., Ltd.

## Jakelija

Berner Oy

## Pakkaustiedot

| Tuotenumero  | Myyntierä | Lava    | EAN vähittäispakkaus | EAN kuljetuspakkaus |
|--------------|-----------|---------|----------------------|---------------------|
| HEM-7196-FLE | 5 kpl     | 180 kpl | 4015672114319        | 6414505205329       |



Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se



Berner Oy  
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki  
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical  
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna  
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se