Bea Pro kenkäsuojus

Kertakäyttöiset muovista valmistetut kenkäsuojukset kuminauharesorilla



Tuotekuvaus

Kertakäyttöiset CPE-muovista valmistetut kenkäsuojukset soveltuvat hyvin terveydenhuollon, elintarvike-, hoiva- ja puhtauden alan ammattilaisille. Kenkäsuojuksissa on joustava kuminauharesori ja kohokuvio. Yksi koko sopii kaikille.
Paksuus: 0,025mm, 3 g (+/-0.2)/kpl
Koko: 43 cm x 15 cm
Käyttöohje: Aseta kengän kärki kengänsuojuksen sisään ja vedä suojus kantapään yli. Varmista, että kengänsuojus peittää koko kengän. Riisu kengänsuojus tarttumalla suojukseen kantapään kohdalta ja vedä suojus pois kengästä. Hävitä kengänsuojus riisumisen jälkeen.

Käyttökohde

Kauneus, Hoiva, Siivous, Terveydenhuolto, Teollisuus, Laboratorio, Ammattikeittiöt, Uimahallit ja kylpylät, Eläinlääkintä

Materiaali

CPE- muovi

Kokonaissäilyvyysaika valmistuksesta

60 kk

Käyttörajoitukset

Tuote on kertakäyttöinen.

Valmistusmaa

Kiina

Valmistajan nimi

Unimax Medical Products Co.,Ltd.

Maahantuoja

Berner Oy

Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

20102026

Maahantuoja

Berner Oy

Kierrätysohjeet

Kenkäsuojukset ovat kertakäyttöiset ja hävitettävä sekajätteen mukana.

Pakkaustiedot

	Tuotenumero	Myyntierä	Lava	EAN vähittäispakkaus	EAN kuljetuspakkaus
43x15 cm	15841185	20 ltk	360 ltk	6973490850247	6973490850254

Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
+358 20 690 76 | medlab@berner.fi | bernermedical.fi

Bröderna Berner AB, Berner Medical
Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna
+ 46 8 446 15 06 | info.medical.se@bernercompany.com | bernermedical.se

20102026